

## HALTER FÜR SEKRET- UND SPÜLFLASCHEN

### THE IDEAL HOLDER FOR BRONCHIAL SUCTION SYSTEMS

Das Gestell ist

- geeignet für die Befestigung an Geräteschienen
- ideal, wenn Sie mit Spülflaschen und Beutelsystemen arbeiten
- eine Lösung für alle gängigen Systeme
- für die Befestigung an Stangen und Intensivschienen sind Klemmen lieferbar


Das Grundgestell wird mit unterschiedlichen Halterungen kombiniert.



The holder

- can be used with wall rails, infusion stands
- ideal to combine rinsing jars and suction liner combinations
- for all known brands

Combine the carrier with a variety of holders for different jars.



Material: Edelstahlraht  
Stainless steel wire



## VERSCHIEDENE SPÜL- UND SEKRETFLASCHENHALTER VARIOUS HOLDER FOR JARS



10 50 171

Adapter für Intensivschienen

Nur notwendig, wenn die Haken keinen sicheren Halt gewährleisten.

Only required if the integrated hooks are not sufficient.



10 10 393



10 10 364

### EDELSTAHLHALTER MIT ZWEI HAKEN

zur Befestigung an Normschienen.

Material: Edelstahl

### JAR HOLDER WITH TWO HOOKS

for mounting on wall rails.

Material: Stainless steel

Geeignet für Spül- und Sekretflaschen: Suitable for rinse- and secretion bottles:	Höhe: Height:	Innendurchmesser: Inner diameter:	
Braun 1000 ml	170 mm	Ø 94 mm	10 10 393
Ampuva 1000 ml   Braun 500 ml	115 mm	Ø 90 mm	10 10 364
Typ Heck 1000 ml Hospira/Receptal 1000-2000 ml	110 mm	Ø 103 mm	10 10 314
Dräger	195 mm	Ø 75 mm	10 30 163
Serres 1000 ml	140 mm	Ø 120 x 87 mm	10 30 181
Medi-Vac 1000 ml	110 mm	Ø 120 mm	10 50 015



10 10 314



10 30 163



10 30 181



10 50 015