

KATHETERKÖRBE | CATHETER BASKETS




Katheterkörbe aus Edelstahlrohr Catheter baskets made from stainless steel wire	Kathetermaß Catheter size:	Gewicht Weight:	Max. Traglast* Max. load:	Höhe x Breite x Tiefe Height x width x depth:	
Korb für Handschuhe Basket for gloves		0,5 kg	4 kg	200 x 150 x 100 mm	10 10 233
Korb für Katheter 300 Basket for suction catheters	400 mm	0,7 kg	2 kg	280 x 150 x 100 mm	10 10 124
Korb für Katheter 600 Basket for suction catheters	600 mm	1,0 kg	2 kg	480 x 150 x 100 mm	10 10 123
Katheterkorb „kompakt“ in drei Ausführungen Basket for suction catheters „compact“ in three different versions:					
...mit zwei Haken ...with two hooks	600 mm	0,8 kg	2 kg	480 x 100 x 75 mm	10 10 960
...mit Klemme für Intensivschiene ... with rail clamp	600 mm	0,8 kg	2 kg	480 x 100 x 75 mm	10 10 990
...mit Multifunktionsklemme ...with universal clamp	600 mm	0,8 kg	2 kg	480 x 100 x 75 mm	10 10 991

*Gelastet mit einem Vielfachen der max. Traglast für hohe Sicherheit

KATHETERHALTER MIT SCHIENENKLEMME CATHETER HOLDER with rail clamp

Innendurchmesser: Inner diameter:	Gewicht: Weight:	
Ø 45 mm	0,7 kg	10 10 035
Ø 58 mm	0,4 kg	10 40 797
Ø 58 mm	0,5 kg	10 40 775



KATHETERSPÜLBECHER RINSING JAR





10 10 673

KATHETERBEHÄLTER AUS EDELSTAHL STAINLESS STEEL CATHETER CONTAINER

KATHETERBEHÄLTER MIT DECKEL
Herausnehmbare Frontscheibe aus Acrylglas, Schienenhalter und 3-fach Unterteilung innen.

Material: Edelstahl, Acrylglas

CATHETER CONTAINER WITH COVER
Removable acrylic window, wall rail adapter, divider.

Material: Stainless steel, acrylic glas

Optional:
Adapter für Intensivschiene



10 50 031

Adapter nur notwendig, wenn der integrierte Schienenhalter keinen sicheren Halt gewährleistet.

Only required if the integrated rail adapter is not sufficient.

Passendes Zubehör für maximale Flexibilität



Längenreduzierung
um 100 mm

50 00 336



50 00 340



50 00 318



Einsatz zur
Längenreduzierung
einzelner Segmente

50 00 327

Artikelnummer:
Part number:

10 10 673

Höhe x Breite x Tiefe:
Height x Width x Depth:

700 x 150 x 100 mm

Gewicht:
Weight:

3,5 kg

Max. Traglast:
Maximum load:

3 kg

KATHETERBEHÄLTER PLEXIGLAS MIT SCHIENENHALTERUNG AUS EDELSTAHLDRAHT | CATHETER CONTAINER



Schielenklemme zur Aufnahme von verschiedenen Haltern



Nur notwendig, wenn die Haken keinen sicheren Halt gewährleisten.

Only required if the integrated hooks are not sufficient.

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE



Dreifachunterteilung für Katheterbehälter!

Stufenlos in der Röhre platzierbar (nicht im Lieferumfang enthalten).
Divider for placing inside the pipe (please order separately if required).

KATHETERBEHÄLTER MIT SCHIENENHALTERUNG für 25 x 10 mm Geräteschienen. Der Behälter ist in Längen von 500 und 700 mm erhältlich. Er verfügt über eine Wandabstützung und einen Deckel, der durch eine Kette gesichert ist. Boden und Deckel lassen sich zur Reinigung einfach entnehmen.

Material:
Plexiglasbehälter, Edelstahldrahthalterung

CATHETER CONTAINER WITH RAIL HOOKS For 25 x 10 mm rails with two hooks. Cover with chain. Easy to clean. Available in 500 and 700 mm lengths.

Katheterbehälter + Halterung Container	Ersatzröhren
Länge Innenmaß Length inner dimension 500 mm: 10 40 640	10 40 646
Länge Innenmaß Length inner dimension 600 mm: 10 50 262	10 50 266
Länge Innenmaß Length inner dimension 700 mm: 10 40 641	10 40 647

Material:
Acrylic glas, holder made of stainless steel wire

Innendurchmesser: Inner diameter:	Gewicht: Weight:	Max. Traglast: Maximum load:
Ø 94 mm	3 kg	1 kg