

MONITORTRÄGER MIT SCHUBLADE UND WANDABSTÜTZUNG MONITOR SUPPORT WITH DRAWER



Material:
Platte: Edelstahl | shelf: stainless steel
Korpus: lackiertes Stahlblech RAL 9002
corpus: coated steel plate

Der Monitorträger wird mit zwei Schienenklemmen an 25 x 10 mm Wandschienen oder an Versorgungskanälen befestigt. Zwei variable

Wandstützen sorgen für stabilen Halt und sind in der Standardausführung für einen Abstandsausgleich von bis zu 80 mm zwischen Vorderkante der Wandschiene und der Wand geeignet. Sondermaße sind auf Anfrage verfügbar.



Monitorträger mit ausgeschnittener Schublade zur bequemen Kabellagerung.
Monitor support with reduced drawer for easy storing of cables.

The monitor support is mounted with two rail clamps on wall rails. Two variable rods support the unit against the wall. The version bridges a distance of 80 mm from the front end of the wall rail to the wall.

MONITORTRÄGER MIT SCHUBLADE | MONITOR SUPPORT WITH DRAWER

	Gewicht Weight:	Max. Traglast Maximum load:	Breite x Tiefe Width x Depth:	
	11 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 460 mm	10 10 491
	9,0 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 360 mm	10 10 064
	9,1 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 500 x 350 mm	10 10 503

MONITORTRÄGER MIT AUSGESCHNITTENER SCHUBLADE | MONITOR SUPPORT WITH REDUCED DRAWER

	Gewicht Weight:	Max. Traglast Maximum load:	Breite x Tiefe Width x Depth:	
	11 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 460 mm	10 10 447
	9,0 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 360 mm	10 10 792
	9,1 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 500 x 350 mm	10 10 454

Innenmaße der Schublade gilt für alle Monitorträger auf dieser Seite | Inside dimension of the drawer applies to all monitor supports on this page:

Schubfach (Innenmaße) H x B x T | Drawer (inside dimension) H x W x D: 80 x 350 x 310 mm. Max. Traglast | Maximum load: 5 kg



MONITORTRÄGER MIT ZWEI SCHUBLADEN
 zwei Schienenklemmen und zwei Wandabstützungen
 Material der Platte: Edelstahl

MONITOR SUPPORT WITH TWO DRAWERS
 two rail clamps and two wall supports
 Material shelf: Stainless steel

Edelstahlplatte (Breite x Tiefe): Stainless steel shelf (Width x Depth):	Gewicht: Weight:	Max. Traglast: Maximum load:
540 x 460 mm	20 kg	40 kg

10 10 762

MONITORTRÄGER MIT WANDABSTÜTZUNG MONITOR CARRIER WITH WALL SUPPORT

ABLAGEPLATTE AUS EDELSTAHL MIT KANTENSCHUTZ SHELF MADE OF STAINLESS STEEL WITH EDGE PROTECTORS			
	Gewicht Weight:	Max. Traglast Maximum load:	Breite x Tiefe Width x Depth:
<p>10 10 544</p>	7,0 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 460 mm
	6,0 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 540 x 360 mm
	5,3 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 500 x 350 mm
	3,1 kg	20 kg	Ablageplatte Shelf 300 x 250 mm

Die Wandabstützungen sind auch in Sonderlängen lieferbar.
 Auf Anfrage fertigen wir nach Möglichkeit auch Ihr Wunschmaß.



ABLAGEPLATTE MIT ZWEI SCHIENENKLEMMEN
 Material: Edelstahl

SHELF WITH TWO RAIL CLAMPS
 Material: Stainless steel

Breite x Tiefe: Width x Depth:	Gewicht: Weight:	Max. Traglast: Maximum load:
300 x 250 mm	1,6 kg	4 kg

10 10 505