

PS11

“Krachtige flow verzekert optimale verwijdering van chirurgische rook”

100mm

“Telescopische verlengbare pen is bijzonder praktisch”

FUNCTIONEEL ONTWERP

- Positioneer de evacuatie poort op elke plek zonder de electrode te vervangen
- Telescopische buis is 100mm verlengbaar, verwisselen van de electrode is niet meer nodig
- Geen extra lange electrodes of andere rook evacuatie poorten nodig
- Vierkant slot mechanisme zorgt dat de electrode niet verschuift tijdens de operatie
- Kabel verwerkt in de slang voor netheid in het chirurgisch veld
- Ultra flexibele geribbelde slang geplaatst onder een hoek optimaliseert flexibiliteit en bewegingsvrijheid

DUIDELIJKE BEDIENING

- Grote knoppen met excellent hand gevoel

COMPATIBEL MET ELKE VERKRIJGBARE ELECTRODE

- Electrode is significant stabiel bij maximale lengte dan concurrerende producten
- Transparante tip minimaliseert elke obstructie van de electrode of weefsel

GETEXTUREERD OPPERVLAK

- Subtiele textuur vergroot grip

EFFICIËNT TIJDENS TOEPASSEN

- Aerodynamisch ontwerp voor hoge flow en minder geluid
Significant smaller dan concurrerende rook evacuatie pennen

SLANK PROFIEL VOOR ERGONOMISCH COMFORT

- Compact ontwerp en slank profiel van de tip zorgt voor goed zicht op het chirurgisch veld



PS11

Bestellingen kunt u plaatsen via
SALES@HOVMED.NL

BESTELINFORMATIE

TELESCOPISCH VERLEENGBARE PEN

- MSPS11-K50GY** telescopische rook evac pen, 3 meter slang en kabel, non stick electrode, 22mm connector
40 stuks/doos
- MSPS11-K50GYL2** telescopische rook evac pen, 4,6 meter slang en kabel, non stick electrode, 22mm connector
32 stuks/doos

ELECTRODES SPECIAAL VOOR GYNAECOLOGIE, LLTEZ LOOP

- MSELM11-1010C-35** 10*10mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
geel
- MSELM11-1512C-35** 15*12mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
groen
- MSELM11-2010C-35** 20*10mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
rood
- MSELM11-2012C-35** 20*12mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
wit
- MSELM11-2015C-35** 20*15mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
blauw
- MSELM11-2020C-35** 20*20mm loop electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
roze

BAL ELECTRODES

- MSEBS01-0350** 3 mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
- MSEBS01-0450** 4 mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
- MSEBS01-0550** 5 mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
- MSEBS01-0350GY** non stick 3mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
- MSEBS01-0450GY** non stick 4mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos
- MSEBS01-0550GY** non stick 5mm bal electrode (compatibel met PS11)
10 stuks/doos

