

“Krachtige zuig flow verzekert optimale verwijdering van chirurgische rook in de OK”

“Beschermt OK personeel tegen schadelijke rook”

FUNCTIONEEL ONTWERP

Ultra flexibele geribbelde slang, geplaatst onder een hoek, optimaliseert flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De kabel verwerkt in de slang zorgt voor netheid op het chirurgisch veld.

COMPATIBEL MET ELKE VERKRIJGBARE ELECTRODE

Inclusief 6-kantig gevormde electrodes. Evacuatie poort is detecteerbaar door röntgen.

DUIDELIJKE BEDIENING

Grote knoppen met excellent hand gevoel.

GETEXTUREERD OPPERVLAK

Subtiële siliconen structuur bevordert de grip.

SLANK PROFIEL VOOR ERGONOMISCH COMFORT

Aerodynamisch ontwerp voor hoge flow en minder geluid. Significant smaller dan concurrerende rook evacuatie pennen.

EFFICIËNT TIJDENS TOEPASSEN

De tip is slank en transparant. Dat minimaliseert elke obstructie van de electrode of weefsel en zorgt voor een verbeterd zicht op het chirurgisch veld.



STANDAARD ROOK EVACUATIE PEN

PS07

Bestellingen kunt u plaatsen via
SALES@HOVMED.NL

BESTELINFORMATIE

STANDAARD PEN

- MSPS07-K70GY** standaard rook evac pen, 3 meter slang en kabel,
40 stuks/doos non stick electrode, 22mm connector
- MSPS07-K70GYL2** standaard rook evac pen, 4,6 meter slang en kabel,
32 stuks/doos non stick electrode, 22mm connector

LOOP ELECTRODES MET GEÏNTEGREERDE ROOKAFZUIGING

- MSESS04-1010C-152** 10x10mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, geel
- MSESS04-1512C-152** 15x12mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, groen
- MSESS04-2010C-152** 20x10mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, rood
- MSESS04-2012C-152** 20x12mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, wit
- MSESS04-2015C-152** 20x15mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, blauw
- MSESS04-2508C-152** 25x8mm rook evacuatie loop electrode,
10 stuks/doos 15cm schacht, bruin

BAL ELECTRODES MET GEÏNTEGREERDE ROOKAFZUIGING

- MSESS03-03152GY** 3 mm rook evacuatie bal electrode,
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht
- MSESS03-04152GY** 4 mm rook evacuatie bal electrode,
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht
- MSESS03-05152GY** 5 mm rook evacuatie bal electrode,
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht

