

*“Krachtige zuig flow verzekert optimale verwijdering van chirurgische rook in de OK”*



*“Beschermt OK personeel tegen schadelijke rook”*


#### **FUNCTIONEEL ONTWERP**

Ultra flexibele geribbelde slang, geplaatst onder een hoek, optimaliseert flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De kabel verwerkt in de slang zorgt voor netheid op het chirurgisch veld.



#### **COMPATIBEL MET ELKE VERKRIJGBARE ELECTRODE**

Inclusief 6-kantig gevormde electrodes. Evacuatie poort is detecteerbaar door röntgen.




#### **DUIDELIJKE BEDIENING**

Grote knoppen met excellent hand gevoel.

#### **SMAL EN ERGONOMISCH HANDSTUK**

Smalle en ronde pen voelt ergonomisch goed aan met een goede balans en grip.



#### **SLANK PROFIEL VOOR ERGONOMISCH COMFORT**

Aerodynamisch ontwerp voor hoge flow en minder geluid. Significant smaller dan concurrerende rook evacuatie pennen.

#### **EFFICIËNT TIJDENS TOEPASSEN**

De tip is slank en transparant. Dat minimaliseert elke obstructie van de electrode of weefsel en zorgt voor een verbeterd zicht op het chirurgisch veld.

STANDAARD ROOK EVACUATIE PEN

# PS17

Bestellingen kunt u plaatsen via  
**SALES@HOVMED.NL**

BESTELINFORMATIE

## STANDAARD PEN

- MSPS17-K70GY** standaard rook evac pen, 3 meter slang en kabel,  
40 stuks/doos non stick electrode, 22mm connector
- MSPS17-K70GYL2** standaard rook evac pen, 4,6 meter slang en kabel,  
32 stuks/doos non stick electrode, 22mm connector

## LOOP ELECTRODES MET GEÏNTEGREERDE ROOKAFZUIGING

- MSESS04-1010C-152** 10x10mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, geel
- MSESS04-1512C-152** 15x12mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, groen
- MSESS04-2010C-152** 20x10mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, rood
- MSESS04-2012C-152** 20x12mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, wit
- MSESS04-2015C-152** 20x15mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, blauw
- MSESS04-2508C-152** 25x8mm rook evacuatie loop electrode,  
10 stuks/doos 15cm schacht, bruin

## BAL ELECTRODES MET GEÏNTEGREERDE ROOKAFZUIGING

- MSESS03-03152GY** 3 mm rook evacuatie bal electrode,  
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht
- MSESS03-04152GY** 4 mm rook evacuatie bal electrode,  
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht
- MSESS03-05152GY** 5 mm rook evacuatie bal electrode,  
10 stuks/doos non stick teflon coating, 15cm schacht

